	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Centro de Especialidades Terapêuticas			
	Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA	01	1/5	29/07/2024	
128				
LIMPEZA DO TURBILHÃO				

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo mostrar o passo a passo da limpeza e desinfecção do turbilhão, desta forma, garantindo que o equipamento esteja apto para ser utilizado com segurança nos pacientes que realizam fisioterapia no Centro de Especialidades Terapêuticas - CET

2. OBJETIVO

Realizar limpeza e desinfecção do turbilhão.

3. ABRANGÊNCIA

Auxiliar de Serviços Gerais

4. RESPONSABILIDADES


Coordenador da Unidade: Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

Auxiliar de Serviços Gerais: Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

5. FREQUÊNCIA

Executar tarefa diariamente e/ou quando necessário. Realizar preferencialmente na parte da manhã para que o equipamento fique disponível para uso durante o dia.



	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Centro de Especialidades Terapêuticas			
	Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA	01	2/5	29/07/2024	
128				
LIMPEZA DO TURBILHÃO				

6. RECURSOS NECESSÁRIOS


- Perflex;
- Esponja;
- EPIs - Luva de borracha;
- SURFIC a 0,5% (devidamente rotulados e tampados; o rótulo deve incluir modo de uso, composição química, advertências e precauções);
- Detergente (devidamente rotulados e tampados; o rótulo deve incluir modo de uso, composição química, advertências e precauções).

7. PRINCIPAIS PASSOS

7.1 Rotina da Limpeza e desinfecção

- 1 – Higienizar as mãos conforme rotina;
- 2 – Reunir os materiais necessários (item 6);
- 3 – Utilizar os EPIs – Luvas de borracha;
- 4 – Retirar a água do turbilhão e esfregar o interior com uma esponja e detergente, prestando atenção na turbina, ralos, soldas e outras áreas que podem deter germes;
- 5 – Enxaguar cuidadosamente com água limpa a superfície interna do turbilhão;
- 6 – Limpar a superfície interna do turbilhão com perflex e SURFIC 0,5%;
- 7 – Retirar os EPIs e higienizar as mãos;
- 8 – Registrar o procedimento em folha de registro própria (Anexo 1).



	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
	Centro de Especialidades Terapêuticas			
	Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA	01	3/5	29/07/2024	
128				
LIMPEZA DO TURBILHÃO				

8.FATORES DE RISCO DO POP

Biológico, físico e químico

9.REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC Nº 15, de 15 de Março de 2012**. Disponível em: <

https://bvsm.sau.gov.br/bvs/sau/legis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html>.

Acesso em 6 de Mai. de 2024.

OLIVEIRA, H. M; Silva, C. P. R; LACERDA, R. A. **Políticas de controle e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil: análise conceitual**. Rev. Esc Enferm USP. 2016;50(3):502-508

PROFILÁTICA. **Substâncias Químicas no Controle de Infecções**. Disponível em: <<https://profilatica-com-br.rds.land/seminario-profilatica-setembro-21-transmissao>>.


Acesso em 10 de Mai. de 2024.

10.ANEXOS

Anexo 1 – REGISTRO DE LIMPEZA DO TURBILHÃO

Disponível ao fim do documento.



	Secretaria Municipal de Saúde			
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Centro de Especialidades Terapêuticas			
	Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
	POP - SMSA 128	01	4/5	29/07/2024
LIMPEZA DO TURBILHÃO				

11. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Item	Descrição da revisão
00	N/A	Elaboração do POP
01	Todos	Revisão geral do documento

12. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	N/A	N/A	N/A
01	Adriano A. Strugala Coordenador CET/SSE – DAE 13/05/2024	Julio C. P. Romani RT Fisioterapia 18/06/2024	Lucas Foltz 29/07/2024



REGISTRO DE LIMPEZA DO TURBILHÃO

Data	Resp. pelo Procedimento	Resp. pela Supervisão	Observações

