

Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 052	01	1/6	Jul./2026	Fev./2028
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO				

1. INTRODUÇÃO

A limpeza, desinfecção e armazenamento de produtos para a saúde é etapas fundamentais na prevenção de infecções relacionadas à assistência. O laringoscópio é um equipamento utilizado em vias aéreas e entra em contato com mucosas, sendo classificado como artigo semicrítico. O processamento inadequado pode favorecer a transmissão de microrganismos, comprometendo a segurança do paciente e da equipe.

2. OBJETIVO

Padronizar o processo de limpeza, desinfecção e armazenamento de laringoscópios, garantindo a redução da carga microbiana e a segurança dos pacientes e profissionais de saúde.

3. ABRANGÊNCIA

Aplica-se aos profissionais de enfermagem e demais colaboradores responsáveis pelo processamento de laringoscópios em serviços de saúde

4. RESPONSABILIDADES

Enfermeiro(a): supervisionar o processamento do laringoscópio; garantir o cumprimento deste POP; promover a capacitação da equipe; realizar inspeção funcional periódica

Auxiliar e Técnico(a) de Enfermagem: executar o processamento conforme descrito; utilizar adequadamente os EPIs; realizar registros pertinentes.

A capacitação das equipes envolvidas deverá ocorrer:

- Na admissão do profissional;
- Sempre que houver atualização deste POP, e
- No mínimo, anualmente, como estratégia de educação permanente em saúde.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 052	01	2/6	Jul./2026	Fev./2028
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO				

5. FREQUÊNCIA

Realizar o processamento completo imediatamente após cada uso;

Realizar inspeção funcional periódica (ex.: semanal), incluindo teste de iluminação e integridade do equipamento.

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):

- Luvas de procedimento;
- Máscara;
- Óculos de proteção;
- Avental.

Materiais e Insumos:

- Detergente enzimático;
- Escova macia;
- Compressas limpas;
- Água corrente;
- Desinfetante de alto nível;
- Recipiente com tampa para imersão;
- Campo limpo e seco;
- Recipiente para armazenamento.

7. PRINCIPAIS PASSOS

7.1 Classificação do Produto para Saúde

Conforme classificação de Spaulding:

- **Lâmina do laringoscópio:** Artigo semicrítico → requer desinfecção de alto nível ou esterilização;
- **Cabo:** Desinfecção de nível intermediário ou conforme recomendação do fabricante.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 052	01	3/6	Jul./2026	Fev./2028
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO				

7.2 Descrição do Processo

7.2.1 Pós-uso Imediato

- Higienizar as mãos conforme POP 009 – Higienização das Mãos;
- Utilizar EPIs adequados;
- Desconectar a lâmina do cabo;
- Remover pilhas/bateria, quando aplicável;
- Retirar sujidade visível com compressa descartável;
- Encaminhar o material para processamento imediato.

7.2.2 Limpeza

- Preparar solução de detergente enzimático conforme fabricante;
- Imergir os componentes (quando permitido);
- Realizar fricção com escova macia, incluindo articulações;
- Enxaguar abundantemente em água corrente;
- Secar completamente com material limpo.

Observação: A limpeza é etapa obrigatória antes da desinfecção.

7.2.3 Desinfecção de Alto Nível (Lâmina)

- Imergir completamente a lâmina em desinfetante;
- Garantir preenchimento total da superfície (sem bolhas);
- Respeitar o tempo de contato recomendado;
- Enxaguar com água filtrada ou estéril;
- Secar completamente.

7.2.4 Processamento do Cabo

- Realizar fricção com álcool 70% ou desinfetante apropriado;
- Evitar entrada de líquidos no compartimento elétrico;
- Garantir secagem completa;
- Recolocar pilhas somente após secagem total.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 052	01	4/6	Jul./2026	Fev./2028
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO				

7.2.5 Armazenamento

- Armazenar em recipiente limpo, seco, fechado e identificado;
- Manter separado de materiais contaminados;
- Deixar disponível para uso imediato;
- Testar funcionamento periodicamente.

7.2.6 Observações Gerais

- Seguir sempre recomendações do fabricante;
- Não utilizar métodos que possam danificar o equipamento;
- Garantir rastreabilidade do processamento;
- Evitar recontaminação após processamento.

7.2.7 Registro

Registrar em sistema ou planilha institucional:

- Data;
- Profissional responsável;
- Tipo de processamento;
- Intercorrências.

8. RELAÇÃO COM AS METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Meta 1 – Identificação correta do paciente:

Meta não é aplicável diretamente.

Meta 2 – Comunicação efetiva:

Garante registro e comunicação entre profissionais.

Meta 3 – Segurança no uso de medicamentos:

Meta não é aplicável.

Meta 4 – Cirurgia segura:



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 052	01	5/6	Jul./2026	Fev./2028
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO				

Relaciona-se a procedimentos de via aérea em urgência/emergência.

Meta 5 – Higienização das mãos:

Fundamental para prevenção de infecções.

Meta 6 – Prevenção de quedas:

Meta não é aplicável.

9. FATORES DE RISCO DO POP

Físico, químico e biológico.

10. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Processamento de produtos para saúde**. Brasília: ANVISA.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde**. Brasília: ANVISA.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. **Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities**. Atlanta: CDC.

11. ANEXOS

Não aplicável.

12. HISTÓRICO DE REVISÃO

Nº da Revisão	Data (mês/ano)	Item	Descrição da revisão
00	09/2019	N/A	Elaboração do POP
01	06/2026	N/A	Revisão de POP



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 052	01	6/6	Jul./2026	Fev./2028
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO				

13. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	N/A	N/A	N/A
01	Aline Duarte Enfermeira -CAPSi 02/03/2026	Maria Joceli Princival Keller RTG de Enfermagem - SMSA 13/04/2026	Nicolle Lucena da Silveira Direção - DAPS Conforme PA nº 76587 / 2026

Assinado digitalmente por:
ALINE DUARTE



083.863.659-43
29/06/2026 15:05:41
Assinatura digital avançada.



Assinado digitalmente por:
**MARIA JOCELI PRINCIVAL
KELLER**
065.001.799-43
29/06/2026 10:35:02
Assinatura digital avançada.



Assinado digitalmente por:
**NICOLLE LUCENA DA
SILVEIRA**
065.923.899-31
29/06/2026 12:25:45
Assinatura digital avançada.

