

Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	1/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

1. INTRODUÇÃO

A utilização do teste rápido para sífilis na Rede de Atenção à Saúde constitui estratégia fundamental para a ampliação do acesso ao diagnóstico, redução da transmissão da infecção e prevenção de desfechos adversos, especialmente da sífilis congênita, alinhando-se às diretrizes do Ministério da Saúde.

A Sífilis é uma infecção de caráter sistêmico, exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum* (*T. pallidum*), que, quando não tratada precocemente, pode evoluir para uma doença crônica, com possibilidade de sequelas irreversíveis em longo prazo. A transmissão ocorre predominantemente por via sexual e vertical (LARSEN et al., 1995; HORVÁTH, 2011; BRASIL, 2020).

Os Testes rápidos treponêmicos caracterizam-se metodologicamente como testes imunocromatográficos destinados à detecção qualitativa de anticorpos anti-*Treponema pallidum* em amostras biológicas, incluindo sangue total obtido por punção digital. A execução, leitura e interpretação dos resultados ocorrem em até 30 minutos, dispensando a necessidade de infraestrutura laboratorial, o que favorece o diagnóstico oportuno e o início imediato do tratamento, quando indicado.

O teste rápido treponêmico (teste rápido ou laboratorial) **não é indicado para:**

- **crianças menores de 18 meses**, em razão da possibilidade de detecção de anticorpos maternos transferidos passivamente por via transplacentária, o que pode resultar em resultados falso-reagentes, sendo recomendada, nesses casos, a utilização de testes não treponêmicos, como o VDRL.
- **Pessoas com diagnóstico prévio para sífilis**, devido à persistência de anticorpos treponêmicos mesmo após a cura clínica.
- **Monitoramento ou controle de cura**

Diante desse contexto, este Procedimento Operacional Padrão (POP) estabelece diretrizes para a padronização da realização do teste rápido de sífilis com sangue total por punção digital na Rede de Atenção à Saúde, visando garantir a qualidade do



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	2/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

procedimento, a confiabilidade dos resultados e a segurança dos usuários e profissionais envolvidos.

2. OBJETIVO

Padronizar, no âmbito da Rede de Atenção à Saúde, a realização do teste rápido de sífilis, garantindo qualidade, segurança e uniformidade no atendimento. Promover a detecção precoce da infecção, assegurando tratamento oportuno e adequado, a fim de prevenir complicações e sequelas, bem como interromper a cadeia de transmissão horizontal e vertical da doença.

3. ABRANGÊNCIA

Este procedimento destina-se aos responsáveis pela gestão das unidades e serviços de saúde, assim como aos profissionais de saúde legalmente habilitados e autorizados, tais como enfermeiros, médicos e farmacêuticos. Os técnicos de enfermagem poderão participar exclusivamente da execução do teste, não sendo autorizados a realizar a leitura, interpretação ou emissão de laudo do resultado.

4. RESPONSABILIDADES

Coordenação do Serviço

- Supervisionar o bom andamento do serviço;
- Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; tratamento e monitoramento.
- Garantir, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), a disponibilidade de insumos e materiais necessários para a realização do teste.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	3/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

Profissional Executor (Enfermeiro, Farmacêutico ou Técnico habilitado)

- Realizar conferência da identificação do paciente com nome, DN e nome da mãe. Cuidando para utilizar nome social quando houver.
- Executar procedimento conforme técnica descrita passo a passo, respeitando orientação do fabricante do Kits, com preceitos éticos e sigilosos.
- Respeitar os princípios éticos, a confidencialidade e o sigilo das informações;
- Realizar o registro, interpretação dos resultados, orientações e encaminhamentos conforme protocolos vigentes.

5. FREQUÊNCIA

- Esse teste é indicado para todas as pessoas sexualmente ativas, no mínimo uma vez ao ano; semestralmente para pessoas em situação de maior vulnerabilidade.
- Para diagnóstico inicial da infecção;
- Não deve ser utilizado para monitoramento de cura;
- Não é indicado para pessoas com diagnóstico e/ou tratamento prévio de sífilis, em razão da persistência de anticorpos treponêmicos (cicatriz sorológica). Nessas situações, o exame indicado para avaliação e monitoramento de reinfecção é o teste não treponêmico (VDRL).

A capacitação das equipes envolvidas deverá ocorrer:

- na admissão do profissional;
- sempre que houver atualização deste POP, e
- no mínimo, anualmente, como estratégia de educação permanente em saúde.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	4/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Sala privativa, com mesa e cadeiras;
- Jaleco, óculos e luvas de procedimento descartáveis;
- Kit diagnóstico, contendo: dispositivo de teste (denominado cassete), solução de corrida, pipeta própria descartável e lanceta; acompanhado das respectivas bulas;
- Álcool 70%;
- Algodão ou gaze não estéril;
- Cronômetro ou relógio;
- Caneta esferográfica;
- Recipiente para descarte de material biológico e perfurocortante;
- Papel absorvente para forrar a área onde serão feitos os testes rápidos;
- Laudo Teste Rápido para Sífilis, conforme as recomendações do Manual de Diagnóstico do Ministério da Saúde (IPM).

7. PRINCIPAIS PASSOS

- Realizar aconselhamento pré-teste;
- Preparação para realização do teste;
- Realização do teste, interpretação de resultados;
- Aconselhamento pós teste e encaminhamentos necessários ou tratamentos necessários;
- Notificar casos reagentes.

Obs: Local privativo obedecendo os princípios da confidencialidade e sigilo.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	5/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

7.1 Passo a passo para execução do teste

- Preparar o ambiente e os materiais;
- Verificar a data de validade e a integridade dos reagentes e dispositivos de teste;
- Higienizar as mãos do profissional executor e do paciente;
- Retirar o dispositivo de teste (cassete) da embalagem protetora, colocá-lo sobre uma superfície limpa e nivelada, e identificá-lo de forma adequada;
- Selecionar um dos dedos (indicador, médio ou anelar) para fazer a punção;
- Pressionar a ponta do dedo que será perfurada para acúmulo de sangue nesta região;
- Realizar Antissepsia da ponta do dedo com álcool 70% e aguardar secagem espontânea;
- Remover a tampa de proteção da lanceta;
- Posicionar e pressionar a lanceta com firmeza sob a área a ser puncionada;
- Realizar a punção digital;
- Limpar a primeira gota espontânea com algodão seco;
- Aspirar o sangue até o traço marcado na pipeta descartável fornecida pelo kit;
- Depositar a amostra no poço do dispositivo de teste pressionando a pipeta descartável sem encostá-la no filtro.;
- Pegar o frasco de diluente;
- Segurar o frasco de diluente verticalmente (90°).

Atenção: Observar atentamente as instruções do fabricante do kit diagnóstico, considerando que alguns testes rápidos para sífilis possuem poços distintos para amostra e diluente, enquanto outros utilizam o mesmo poço para aplicação da amostra e do diluente (nesse caso, não encostar o bico gotejador no campo da amostra evitando contaminação do frasco.;

- Aguardar o tempo de leitura conforme recomendação do fabricante;



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	6/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

- Realizar a leitura do resultado na janela de visualização. Aguardar o tempo de leitura conforme especificado pelo fabricante do kit diagnóstico, não realizando a leitura antes ou após o tempo indicado.

7.2 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Resultado Reagente

- A amostra é considerada reagente para sífilis quando surgem duas linhas coloridas na janela de leitura: linha colorida na área de controle (C) e uma linha colorida na área de teste (T);
- A detecção somente de anticorpos treponêmicos é sugestiva de sífilis recente ou cicatriz sorológica. Deve-se avaliar exposição de risco, sinais e sintomas e histórico de tratamento de sífilis para definição de conduta clínica;
- Notificar o caso conforme as normas vigentes.

Resultado Não-reagente

- Quando o resultado for não-reagente, aparecerá somente uma linha colorida na área de controle (C). Pode significar que não foi detectado anticorpos para sífilis, por não estar contaminado ou por não conter anticorpos suficientes para ser detectado. Em caso de suspeita clínica, recomenda-se repetir o teste em 30 dias. Observar tempo de exposição e janela imunológica;
- O teste rápido não deve ser utilizado de forma isolada para diagnóstico de sífilis, a história clínica epidemiológica deve ser avaliada;
- História de infecção/tratamento anterior pode sugerir cicatriz em caso de tratamento e/ou sífilis latente sem tratamento e/ou reinfecção;



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	7/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

- Em resultados reagentes solicitar teste não treponêmico, preferencialmente antes do início do tratamento, para não mascarar parâmetros de controle de tratamento;
- Em gestantes, iniciar tratamento imediato e coletar VDRL no dia seguinte (o mais breve possível) para evitar a transmissão vertical (sífilis congênita), bem como tratar o(s) parceiro(s) para evitar reinfeção.

Teste Inválido

- O teste inclui um sistema de controle interno de migração, representado por uma linha colorida que aparece na área de controle C. Essa linha confirma que o teste foi corretamente executado e que o resultado obtido é válido;
- Se a linha de controle (C) não aparecer dentro do tempo determinado pelo fabricante para leitura do resultado, o teste não será considerado válido, mesmo que apareça alguma linha colorida na área de teste (T). Repita a operação, se o problema persistir, não utilize mais nenhum teste desta embalagem. Não liberar o laudo e encaminhar para exames laboratoriais.

8. RELAÇÃO COM AS METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Meta 1 – Identificação correta do paciente:

- Confirmação da identidade do usuário com no mínimo dois identificadores antes da realização do teste.
- Identificação do dispositivo de teste com as iniciais do usuário.
- Conferência rigorosa dos dados no momento do preenchimento do laudo e registro no prontuário eletrônico.
- Confirmação dos dados do usuário antes da entrega do resultado



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	8/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

Meta 2 – Comunicação efetiva:

- Orientações claras, precisas e adequadas ao usuário, garantindo o esclarecimento de dúvidas sobre o teste.
- Registro completo e fidedigno das informações no prontuário eletrônico.
- Esclarecimento sobre os possíveis resultados e orientações em caso de resultado positivo.

Meta 5 – Higienização das mãos para evitar infecções:

- Realização da higienização das mãos antes e após o procedimento.

Obs: as metas 3, 4 e 6 não são aplicáveis a este procedimento.

9. FATORES DE RISCO DO POP

Biológicos.

10. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual técnico para o diagnóstico da sífilis**. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2021/manual-tecnico-para-o-diagnostico-da-sifilis>. Acesso em: 11 mar. 2026.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	9/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

11. ANEXOS

ANEXO A. Resultado reagente: formação de duas linhas coloridas, uma na região controle (C) e uma na região teste (T) após o tempo indicado pelo fabricante.



ANEXO B. Resultado não-reagente: formação de uma linha colorida na região controle (C) e ausência completa de linha na região teste (T) após o tempo indicado pelo fabricante.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	10/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

ANEXO C. Teste inválido: ausência de formação de linha na região do controle (C), indica erro no procedimento ou deterioração do cassete.



11. REGISTRO DOS RESULTADOS

O registro dos resultados de testes rápidos devem ser realizados por meio de sistema de prontuário eletrônico, datados e assinados pela enfermeira responsável pela realização.

12. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Data (mês/ano)	Item	Descrição da revisão
00	09/2019	Todos	Elaboração do procedimento
01	01/2026	Todos	Revisão e atualização do documento



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA 084	01	11/11	Abr./2026	Nov./2027
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS COM SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL				

13. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	Não consta	Não consta	Não consta
01	Cleonice Aparecida de Oliveira Machado Enfª Coordenadora SAE-CTA	Josiane Hainosz Zablocki Assessora DAE Keila Elaine Pereira de Godoi Apoio Técnico NQS	Carolina de Almeida Torres Diretora/DAE

