

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 45 - ALMOTOLIAS

Setembro/2019



OBJETIVO: Realizar a limpeza e desinfecção nas almotolias evitando proliferação de microrganismos.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, óculos, máscara e luvas.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Escovinha de limpeza, escova de mamadeira, água, detergente neutro, panos limpos e secos, recipiente de plástico opaco com tampa identificada e hipoclorito de sódio a 1%.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Separar o material;
- Esvaziar as almotolias, desprezando a solução na pia;
- Lavar externamente, incluindo a tampa, com solução de água e detergente usando a escova de limpeza;
- Usar o mesmo processo internamente utilizando a escova de mamadeira;
- Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente;
- Colocar as almotolias e tampas para escorrer sobre o pano limpo e seco, até secarem completamente;
- Imergir as almotolias em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos;
- Retirar o material da solução de hipoclorito, enxaguar rigorosamente em água corrente e deixar escorrer sobre pano limpo e seco;
- Guardar em recipiente com tampa ou reabastecer para uso;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 45 - ALMOTOLIAS

Setembro/2019

- Identificar almotolias com data de envaze, validade e responsável pelo procedimento;
- Retirar os EPI's;
- Realizar lavagem das mãos conforme o POP específico.

OBSERVAÇÕES:

- As trocas das almotolias devem ser semanalmente, colocando o nome do produto, data de envaze, data de validade de 07 (sete) dias e assinatura de quem trocou;
- Para almotolias descartáveis a validade será de 30 dias após a abertura.

REGISTROS/ANEXOS (MODELO DE ETIQUETA):

(Nome do Produto)
Data abertura: ____/____/____
Data Validade: ____/____/____
Responsável: _____

FATORES DE RISCO DO POP: Químico.