

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 60 - EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS
PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE**



Setembro/2019

OBJETIVO: Embalar adequadamente os artigos, favorecendo o processo através do contato do agente esterilizante.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, luva, máscara e sapato fechado.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Cirurgião Dentista:** Orientar e supervisionar.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Campos de tecido de algodão limpo e seco, papel grau cirúrgico ou plasteril, fita crepe, caneta, materiais instrumentais, etiquetas e seladora.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos conforme o POP correspondente;
- Pequenos materiais (cuba rim, cuba, pinças, látex, kit curativo, kit ablação e materiais da odontologia), devem ser embalados em plasteril/papel grau cirúrgico;
- Selar o papel grau cirúrgico ou plasteril deixando uma borda de 2 cm em um dos lados da embalagem, de modo que facilite a abertura asséptica do pacote;
- Identificar as embalagens com nome do artigo, data de embalagem, prazo de validade de 07 dias para 1 plasteril, prazo de validade de 30 dias quando embalado em 2 plateris, número do lote e responsável pelo empacotamento.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 60 - EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS
PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE**

Setembro/2019

OBSERVAÇÕES:

- Tesoura e outros materiais articulados devem ser colocados abertos na embalagem, para que o agente esterilizante atinja as áreas críticas do artigo;
- A seladora deve estar em temperatura adequada para a termo selagem.

FATORES DE RISCO DO POP: Físico.