

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 61 - EMPACOTAMENTO DE ARTIGOS
LIMPOS E DESINFECTADOS**



Setembro/2019

OBJETIVO: Embalar adequadamente os artigos, favorecendo o processo através do contato do agente esterilizante.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco e sapato fechado.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

- **Cirurgião Dentista:** Orientar e supervisionar.

- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Todo material que foi realizado desinfecção química e física, papel grau cirúrgico/plasteril, etiqueta e caneta.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Higienizar as mãos e aderir aos EPI's conforme os POP's correspondentes;

- O material estando seco deve ser embalado em plasteril, devidamente identificado com data de desinfecção, prazo de validade de 07 dias e nome do funcionário;

- Guardar em caixa plástica limpa, desinfetada e com tampa, ou armário apropriado devidamente limpo e desinfetado;

- Retirar os EPI's e higienizar as mãos conforme os POP's específicos.

FATORES DE RISCO DO POP: Físico.