

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 113 - ARMAZENAMENTO DOS ARTIGOS ESTERILIZADOS**

Janeiro/2020

**OBJETIVO:** Manter os artigos esterilizados.

**EXECUTANTE:** Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.

**ÁREA:** Armazenamento dos artigos esterilizados.

**MATERIAIS:** Caixas plásticas com tampa, gavetas e armários com portas para o armazenamento de artigos esterilizados.

**FREQUÊNCIA:** Ao final de cada processo de esterilização.

**PASSO A PASSO DE TRABALHO:**

- Estocar os artigos esterilizados em local exclusivo e de acesso restrito aos servidores da área da saúde;
- Manusear os pacotes esterilizados o mínimo possível e com muito cuidado;
- Os materiais devem estar acondicionados em caixa plástica com tampa;
- Armazenar os pacotes esterilizados por data de esterilização e com a validade informada na embalagem, identificando o nome ou matrícula do operador;
- Manter o armário limpo e organizado;
- Revisar semanalmente a validade da esterilização (data limite para o uso) expressa nas embalagens dos pacotes. Tecido esterilizado 7 à 14 dias.

**OBSERVAÇÕES:**

- A validade da esterilização é determinada pela Vigilância Sanitária, mas se ocorrer eventos como umidade, queda ao chão, tocar os pacotes com as mãos enluvadas contaminadas, os pacotes deverão ser reprocessados.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA  
**POP 113 - ARMAZENAMENTO DOS ARTIGOS ESTERILIZADOS**

Janeiro/2020

**ARMAZENAGEM:**

- Espaço adequado em prateleiras distantes do teto, piso e paredes. Distância mínima do piso 20 cm, das paredes 5 cm e do teto 45 cm;
- Manusear os pacotes quando já estiverem frios;
- Estocar os artigos estéreis separadamente de artigos não estéreis em gavetas ou caixas plásticas fechadas;
- Ambiente deve ter temperatura controlada entre 18° a 25°C e de umidade relativa entre 30 e 60%;
- A recomendação de validade em ambiente ideal para artigos esterilizados em autoclave é de até 14 dias e tecidos 7 dias.