

Secretaria Municipal de Saúde			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem			
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA - 21	01	1/4	Julho/2025
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL			

1. INTRODUÇÃO

É a mensuração da temperatura corporal por meio de um termômetro clínico

2. OBJETIVO

- Auxiliar no esclarecimento diagnóstico;
- Acompanhar a curva de variação da temperatura;
- Alertar para possível presença de infecção ou outras reações sistêmicas.

3. ABRANGÊNCIA

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e entre outros profissionais.

4. RESPONSABILIDADES

Coordenador da Unidade: supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e entre outros profissionais: seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

5. FREQUÊNCIA

Sempre que necessário e/ou prescrição médica.



Secretaria Municipal de Saúde			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem			
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA - 21	01	2/4	Julho/2025
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL			

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Termômetro digital;
- Álcool a 70%;
- Algodão;
- Papel e/ou computador para anotação;
- Caneta.

7. PRINCIPAIS PASSOS

- Realizar a desinfecção da bandeja com álcool 70%;
- Organizar o material necessário na bandeja;
- Realizar a higienização das mãos conforme o POP 009 - Higienização das Mãos ou POP 010 - Antissepsia das Mãos;
- Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;
- Realizar a desinfecção do termômetro, friccionando-o 3 vezes com algodão umedecido com álcool 70%;
- Colocar o termômetro na região axilar com o bulbo em contato direto na pele do paciente;
- Retirar o termômetro após o aviso sonoro e realizar a leitura;
- Realizar a desinfecção do termômetro friccionando-o 3 vezes com algodão umedecido com álcool 70%;
- Recolher o material;
- Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e fazer a desinfecção com álcool 70%;
- Realizar a higienização das mãos conforme o POP 009 - Higienização das Mãos ou POP 010 - Antissepsia das Mãos;
- Comunicar ao enfermeiro alterações nos valores, caso houver;



Secretaria Municipal de Saúde			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem			
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA - 21	01	3/4	Julho/2025
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL			

- Anotar o procedimento realizado, e registrar o valor encontrado no prontuário do paciente;
- Assinar e carimbar os respectivos registros.

Atenção:

- Em caso de termômetro auricular ou região frontal de (testa), o tempo de aferição é menor;
- Não utilizar em locais com processo inflamatório e cirurgias recentes;
- Especial atenção para pacientes em precaução de contato. Nesse caso, o termômetro é individual e de uso exclusivo desse paciente;
- Não utilizar na axila se houver lesões em pele;
- Atentar a privacidade do paciente quando na necessidade da exposição do tórax.

8. FATORES DE RISCO DO POP

Físico e biológico.

9. REFERÊNCIAS

LYNN, P. *Manual de habilidades de enfermagem clínica de Taylor*. Porto Alegre: Artmed, 2019. p. 303-312.

CARMAGNANI, M. I. S. et al. *Procedimentos de enfermagem: guia prático*. São Paulo: Guanabara Koogan, 2019.

MCCALLUM, L.; HIGGINS, D. Measuring body temperature. *Nursing Times*, London, v. 108, n. 45, p. 20-22, 2012.



Secretaria Municipal de Saúde			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem			
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA - 21	01	4/4	Julho/2025
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL			

10. ANEXOS

Não se aplica.

11. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Item	Descrição da revisão
00	N/A	Elaboração do procedimento
1	Todos os itens	Atualização de todos os itens

12. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	N/A	N/A	N/A
01	Maria Joceli Princival Keller – Responsável Técnica de Enfermagem	Aline Regina Scheidt - Apoio Enfermagem NQS	Geovane Brunquel Camargo Assessoria Direção Técnica

