

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ODONTOLOGIA
POP 116 - HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ALMOTOLIAS

Janeiro/2020

OBJETIVO: Manter as almotolias e borrifadores livres de sujidades, evitando a proliferação de microrganismos.

EXECUTANTE: Técnico de Saúde Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal.

ÁREA: Higienização e desinfecção de almotolias e borrifadores

MATERIAIS: Avental, gorro, máscara, óculos, luvas de borracha, esponja, cuba com tampa, detergente líquido, hipoclorito 1% ou quaternário de amônio 1%.

FREQUÊNCIA: Semanalmente.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Recolher as almotolias para limpeza e desinfecção na data programada;
- Higienizar as mãos;
- Colocar EPI's (máscara, gorro, luvas de borracha, óculos e avental);
- Esvaziar as almotolias, desprezando a solução na pia;
- Lavar os recipientes com solução de detergente líquido, enxaguar e secar o recipiente;
- Imergir as almotolias em recipiente com tampa e com desinfetante padronizado, conforme instruções do fabricante;
- Retirar as almotolias da solução e lavar abundantemente em água corrente, deixando secar;
- Retirar EPI's, desprezando o de uso descartável ou desinfetando conforme POP 09;
- Higienizar as mãos;
- Recarregar as soluções nas almotolias.
- Identificar com o nome da solução e concentração, data de validade e nome do funcionário responsável.
- Caso não sejam utilizadas de imediato, acondicionar as almotolias e borrifadores em sacos plásticos.